

JAULA DE CONEJO

JAULA PARA CONEJOS (TIPO ESTÁNDAR): MODELO RBS-S-01

MOC: Fabricado en chapa y alambre de acero inoxidable AISI 304 no magnético, resistente a los álcalis y a los productos químicos.

Armazón principal: Armazón principal de la jaula hecho de tubo cuadrado de acero inoxidable de 12,7 mm x 12,7 mm x 16 mm de espesor y cubierto hasta una altura de 155 mm desde la parte inferior con chapa de acero inoxidable de 22 mm de espesor en tres lados excepto en la parte delantera. Malla de alambre hecha de varilla de acero inoxidable de 2,5 mm y 5 mm soldada dentro del tubo cuadrado de acero inoxidable en los tres lados, incluida la parte superior de la jaula.

Puerta: La puerta de la jaula tiene un portaetiquetas fijo y una disposición para fijar la botella de agua y la tolva de comida. La puerta estará hecha de malla de alambre de 2,5 mm y varilla de acero inoxidable de 5 mm soldada a un marco de varilla de acero inoxidable de 5 mm y cubierta con lámina de acero inoxidable de 22swg.

Tolva de alimentos: Tolva de alimentos en forma de J fabricada en acero inoxidable S.S. 304 de 22swg.

Botella de agua: Botella de agua de polipropileno de 650 ml de capacidad, con boquilla curvada de acero inoxidable.

CARRO/ESTANTERÍA PARA JAULAS DE CONEJOS (TIPO ESTÁNDAR)

- **Disponible en dos opciones:** tipo deslizante y tipo colgante.
- Adecuado para sujetar la jaula de conejos (tipo estándar) Modelo RBS-S-01.
- **Material:** tubo cuadrado de acero inoxidable de calidad AISI 304 de tamaño 30 mm x 30 mm x 16swg y ángulo en forma de L de acero inoxidable de 14swg.



Rejilla de suelo: La red de suelo inferior de 12x26 mm está fabricada con alambre de acero inoxidable de 2,5 mm y 5 mm soldado a un marco de varilla de acero inoxidable de 5 mm. La red del suelo está fijada en la parte inferior y no es extraíble.

Bandeja: Bandeja de excrementos hecha de chapa de acero inoxidable de 22 swg con bordes torneados y alisados. La jaula está provista de un ángulo en forma de L de 20mm x20mm x 16swg para la bandeja de excrementos.

Tamaño de la jaula: 600 mm x 450 mm x 450 mm (largo x ancho x alto). Espacio en el suelo: 2444 cm.

- Se desplaza sobre 4 ruedas giratorias de poliuretano, 2 de ellas con freno.
- Toda la batería/bastidor estará provista de topes en la parte trasera de los ángulos para evitar que la jaula se caiga por la parte trasera. Todas las uniones serán soldadas con soldadura de Arco de Argón con acabado tipo brillante.
- La estantería tendrá una separación de 21 pulgadas entre dos estantes, de modo que cada jaula colocada en el rack tendrá un espacio extra

MODELO	NÚMERO DE ESTANTERÍAS	NÚMERO DE CAJAS/ESTANTES	NÚMERO DE CAJAS/CARROS
RBS-S-T-3	3	1	3
RBS-S-T-6	3	2	6
RBS-S-T-9	3	3	9

Nota: también están disponibles o se pueden solicitar carros para jaulas de conejos de otros tamaños.



ORCHID SCIENTIFIC & INNOVATIVE INDIA PVT. LTD.

B 59, M. I. D. C., AMBAD, NASHIK- 422010
TEL: +91253-2387600, 2382525, 2381515
FAX: +91253-2381515



W : www.orchidscientific.com E : orchidscientific@gmail.com, info@orchidscientific.com

El programa de mejora continua de los productos Orchis'd hace que las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso.



San Juan #4706, San Joaquín, Chile.



contacto@labcare.cl



+56 9 5008 0525

www.labcare.cl

JAULA DE CONEJO

JAULA PARA CONEJOS (TIPO DE CRÍA): MODELO RBB-S-01

La jaula de cría consta básicamente de 2 jaulas para conejos de tamaño 600mm x 450mm x 450mm separadas por un tabique desmontable. El tabique estará hecho de malla metálica de 2,5 mm y varilla de acero inoxidable de 5 mm soldada a un marco de acero inoxidable de 5 mm, y 5mm SS varilla soldada en un marco de 5mm S.S. varilla y está provisto de un asa para facilitar su extracción e inserción.

MOC: Fabricado en chapa y alambre de acero inoxidable de calidad AISI 304 acero inoxidable de calidad 304 no magnético.

Armazón principal: Armazón principal de la jaula fabricado con tubo cuadrado de acero inoxidable de 12,7 mm x 12,7 mm x 16 mm de espesor y cubierto hasta una altura de 155 mm desde la parte inferior con chapa de acero inoxidable de 22 mm de espesor en tres lados excepto en la parte delantera. Malla de alambre hecha de varilla de acero inoxidable de 2,5 mm y 5 mm soldada dentro del tubo cuadrado de acero inoxidable en los tres lados, incluida la parte superior de la jaula.

Puerta: La jaula tiene dos puertas y cada puerta tiene un portaetiquetas fijo y una disposición para fijar la botella de agua y la tolva de comida. La puerta estará hecha de malla de alambre de 2,5 mm y 5 mm soldada a un marco de varilla S5 de 5 mm y cubierta con chapa de acero inoxidable de 22swg.

Tolva de alimentos: Tolva de alimentos en forma de J fabricada en acero inoxidable 304.

CARRO / ESTANTERIA PARA JAULAS DE CONEJOS (TIPO DE CRÍA) :

- **Disponible en dos opciones:** tipo deslizante y tipo colgante.
- Conveniente para sostener la jaula del conejo (tipo de la crianza) modelo RBB-S-01 del tamaño 1210mm x 450mm x 450mm (L x W x H).
- **Material:** Tubo cuadrado de acero inoxidable de calidad AISI 304 de tamaño 30mm x 30mm x 16swg y ángulo en forma de L de acero inoxidable de 14swg.



Botella de agua: Botella de agua de polipropileno de 650 ml de capacidad, con tapón y boquilla curvada de acero inoxidable.

Rejilla de suelo: Cada parte está provista de una red de suelo inferior. Red de piso inferior de 12x26mm está hecho de 2,5 mm y 5 mm de alambre de acero inoxidable soldada en un marco de varilla de acero inoxidable de 5 mm. La red de piso es de tipo fijo y no desmontable.

Bandeja: Bandeja de excrementos fabricada en chapa de acero inoxidable de 22swg con bordes torneados y alisados. La jaula está provista de ángulo en forma de S.S.L de 20mm x 20mm x 16swg para Bandeja de excrementos.

Tamaño de la jaula: 1210 mm x 450 mm x 450 mm (largo x ancho x alto).

- Se puede mover sobre 4 ruedas giratorias de poliuretano, 2 de ellas con freno.
- Toda la Batería/Rack estará provista de topes en la parte trasera de los ángulos para evitar que la jaula se caiga por la parte trasera. Todas las juntas se soldarán con arco de argón con acabado brillante.
- El estante tendrá un espacio de 21" entre dos estantes para que cada jaula tenga un espacio extra cuando se coloque en el estante.

MODELO	NÚMERO DE ESTANTERÍAS	NÚMERO DE CAJAS/ESTANTES	NÚMERO DE CAJAS/CARROS
RBB-S-T-3	3	1	3

INFORMACIÓN DE ORDEN

PRODUCTO	MODELO	ACCESORIOS INCLUIDOS
Jaula Conejo Estandar	RBS-S-01	Jaula S.S 304 con rejilla en el suelo, bandeja de excrementos, comedero, bebedero
Jaula Conejo de Cría	RBB-S-01	Jaula S.S 304 con rejilla en el suelo, bandeja de excrementos, comedero, bebedero



ORCHID SCIENTIFIC & INNOVATIVE INDIA PVT. LTD.

B 59, M. I. D. C., AMBAD, NASHIK- 422010
TEL: +91253-2387600, 2382525, 2381515
FAX: +91253-2381515



W : www.orchidscientific.com E : orchidscientific@gmail.com, info@orchidscientific.com

El programa de mejora continua de los productos Orchis'd hace que las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso.

San Juan #4706, San Joaquín, Chile. | contacto@labcare.cl

+56 9 5008 0525

www.labcare.cl