

## CARRO CON POLIPROPILENO INCORPORADO JAULAS PARA CONEJOS : MODELO RBINT-PP-01

El sistema tiene seis jaulas para conejos y cada una de ellas consta de bandeja P.P. que forma la bandeja inferior, puerta S.S., malla superior y lateral incorporada en el carro.

- **Bandeja de polipropileno:** La bandeja de la jaula está hecha de material de polipropileno autoclavable apto para uso alimentario y tiene una disposición para fijar la tolva de alimentos. La bandeja de polipropileno está provista de una red para el suelo hecha de material de acero inoxidable. El tamaño de la bandeja es de 650 x 500 x 215 mm.
- **Estante:** La estructura del estante se fabricará con tubo cuadrado de acero inoxidable de calidad AISI 304 de tamaño 30 mm x 30 mm. Los laterales de los estantes que comprenden la parte superior de la jaula y las partes laterales están hechos de varilla de acero inoxidable 304 de 2,5 mm de diámetro.
- **Puerta:** La puerta está instalada en el bastidor principal del carro y su tamaño es de 400 mm x 195 mm.
- **Rejilla del suelo:** La rejilla del suelo está hecha de alambre de acero inoxidable de 12 mm x 26 mm soldado a un marco de 5 mm.
- **Bandeja de excrementos:** Fabricada en chapa de acero inoxidable de calidad AISI 304 de 22swg. Cada bandeja está equipada con un asa en la parte delantera para sacar la bandeja del carro.
- **Tolva de alimentos:** Fabricada con láminas de acero inoxidable 304 de 22swg de tamaño 130 x 100 x 145mm y encaja en el cuerpo de polipropileno.
- **Botella de agua:** Fabricada de material P.P. de grado alimentario autoclavable de capacidad 650ml con boquilla S.S.
- **Ruedas:** Toda la batería con jaulas se moverá sobre 4 ruedas giratorias de poliuretano de 4", dos con freno y dos sin freno.
- Todas las juntas estarán soldadas con arco de argón con acabado liso y brillante.
- **Tamaño total:** 1432 x 525 x 1775mm (L x B x H) sin ruedas.

### INFORMACIÓN DE ORDEN

| PRODUCTO                                     | MODELO      | ACCESORIOS INCLUIDOS  |
|--|-------------|---|
| Carro con seis Jaulas de Conejo incorporadas | RBINT-PP-01 | Carro con laterales, parte superior y puerta montados, jaula para conejos P.P. 6 bandejas, cada jaula se suministra con tolva para comida, bandeja para excrementos y agua botellas |



ORCHID SCIENTIFIC & INNOVATIVE INDIA PVT. LTD.

B 59, M. I. D. C., AMBAD, NASHIK- 422010  
TEL: +91253-2387600, 2382525, 2381515  
FAX: +91253-2381515



W : [www.orchidscientific.com](http://www.orchidscientific.com) E : [orchidscientific@gmail.com](mailto:orchidscientific@gmail.com), [info@orchidscientific.com](mailto:info@orchidscientific.com)

El programa de mejora continua de los productos Orchis'd hace que las especificaciones estén sujetas a cambios sin previo aviso.



San Juan #4706, San Joaquín, Chile.



[contacto@labcare.cl](mailto:contacto@labcare.cl)



+56 9 5008 0525

[www.labcare.cl](http://www.labcare.cl)